

IC 用マルチエレメントスタンダード (125mL)

アニオンの混合試料、Matrix: H₂O

アニオン Mix A	
型番 : 26910200	
成分	ppm
Br	20
Cl	20
F	10
NO ₂	20
NO ₃	20
PO ₄	30
SO ₄	30

アニオン Mix 1	
型番 : 269106	
成分	ppm
Br	5
Cl	5
F	1
NO ₂	5
NO ₃	5
PO ₄	5
SO ₄	5

アニオン Mix 2	
型番 : 269107	
成分	ppm
Br	10
Cl	10
F	1
NO ₂	10
NO ₃	10
PO ₄	10
SO ₄	10

アニオン Mix 3	
型番 : 269108	
成分	ppm
Br	20
Cl	20
F	10
NO ₂	20
NO ₃	20
PO ₄	20
SO ₄	20

アニオン Mix 4	
型番 : 269109	
成分	ppm
Br	40
Cl	40
F	20
NO ₂	40
NO ₃	40
PO ₄	40
SO ₄	40

アニオン Mix 5	
型番 : 269110	
成分	ppm
Br	50
Cl	50
F	25
NO ₂	50
NO ₃	50
PO ₄	50
SO ₄	50

アニオン Mix 6	
型番 : 269111	
成分	ppm
Br	1,000
Cl	1,000
NO ₃	1,000
PO ₄	1,000
SO ₄	1,000

アニオン Mix 7	
型番 : 269112	
成分	ppm
Br	15
Cl	15
NO ₃	15
PO ₄	15
SO ₄	5

アニオン Mix 8	
型番 : 269113	
成分	ppm
Cl	50
F	25
SO ₄	100

カチオンの混合試料、Matrix: H₂O

カチオン Mix A	
型番 : 26910300	
成分	ppm
K	6
Li	0.5
Na	3
NH ₄	3

カチオン Mix B	
型番 : 26910400	
成分	ppm
Ca	2
K	2.5
Li	0.2
Mg	2
Na	1.5
NH ₄	1.5