

## フラッシュカラム(ラージカラム)用真空マニフォールド

10g~70g の大きい SPE カラムやフラッシュカラムでも使用できるマニフォールドです。

従来のマニフォールドでは通常サイズの SPE カラムを 12、16、24 本しか処理することができませんでした。

より多くのサンプル処理を可能にするため、新たに大きなマニフォールドが登場しました。

10 ポートで大容量の溶媒処理が可能です。

- ★ 大きなカラムサイズ用に配置された 10 ポート仕様
- ★ 不活性な PTFE 製コントロールバルブとニードル付き
- ★ 150mm までの長さの採取チューブで使用できるラック
- ★ ステンレス製ニードル付き
- ★ 一般的な真空マニフォールドと同様の操作しやすいシステム
- ★ 化学耐性の高いポリプロピレン製カバー
- ★ 19mm、25mm チューブ用のラック付き
- ★ サイズやフォーマットのカスタマイズが可能



型番	名称	入数
50010	フラッシュカラム用真空マニフォールド(本体及び各種アクセサリ)	1
50011	ガラス製チャンバー	1
50012	カバー、ガスケット、ストップコック(10 個)	1
50013	ガスケット	2
50014	真空ゲージ、バルブ、ガラス製チャンバー	1
50015	ニードルーポリプロピレン製	10
50016	ニードルーステンレス製	10
50017	コレクションラックプレート、カバー用レッグ、保持クリップ、サポートポスト	1
50018	プレート - 19mm	1
50020	プレート - 25mm	1
50022	プレート - くぼみ付	1
50023	プレート - ベース	1
50024	ストップコック	10
50025	乾燥用アタッチメント	1