

**New from**  
J.G. Finneran Associates!!

**PTFEフリー**  
\*PFAS 分析に最適



\*PFAS: パーフルオロアルキル化合物および  
ポリフルオロアルキル化合物  
PFOS、PFOAが代表的な物質です。



**9mm ポリプロピレン製リブ付き穴あきキャップ ポリイミド/シリコンセプタム付(1mm厚)**

PTFEをセプタムの材質として使用できない場合には、J. G. Finneran の新製品、ポリイミド/シリコンセプタム付キャップを是非ご使用ください。耐熱温度は130°Cで、10回のインジェクションまで使用可能です。

ポリイミドは褐色透明で、白シリコンには純度の高いゴムを使用しており、溶出の少ないセプタムです。

名 称	500入	1000入
9mm R.A.M™ リブ付き青キャップ セプタム:1mm厚 ポリイミド/シリコン	5390SFRB5	5390SFRBX

**J.G. Finneran のポリプロピレン製 R.A.M™ スクリューバイアルは**

**PFAS 分析に使用すべき唯一のバイアルです**

ほぼすべてのオートサンプラで使用できます。PP製バイアルは軽量で安価なので、ガラス製バイアルの代替品としてお薦めです。耐薬品性に優れたポリプロピレン製なので、試料のサンプリングや検査、保存、運搬に最適です。

名 称	100入	1000入
500μL PP製 R.A.M™ スクリューバイアル、12x32mm	30509P	30509PX
100~300μL PP製 R.A.M™ スクリューバイアル、12x32mm	30109P	30109PX
750μL PP製 R.A.M™ スクリューバイアル、12x32mm	30709P	30709PX
1.5mL PP製 R.A.M™ スクリューバイアル、12x32mm	31509P	31509PX

**PFAS 分析用 コンビニエンスパック**

上記の新製品、ポリイミド/シリコンセプタム付キャップとPP製バイアルを組み合わせたコンビニエンスパックです。バイアル100本とキャップ100個(袋入)が透明な容器にパックされているので、引き出しに収納してもすぐに中身が分かるし埃も付きません。10パック、1000入りでの販売となります。詳細はお問い合わせください。

※キャップはバイアルにセットされていません。

