

Hector U: すべてのUHPLCシステム(市販品)で使用可能なカラム

UHPLC は分析にかかる時間とコストを大幅に削減し、意思決定の結果の質を高めます。Hector U はクロマトグラフィー従事者に高い分解能を実現させ、結果的にビジネスの生産性を高め、利益をもたらします。

仕様

- ・ 粒子径: 1.6、1.8、2 μm
- ・ 孔径: 100 \AA
- ・ 結合相: オクタデシル基
- ・ カーボン含有量: 19 %
- ・ USP Code: L1
- ・ 使用 pH 範囲: 2-8

Product List

| Particlesize (μm) | I.D. (mm) | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.6 1.8 2 | 2.1 | C18-U21000521 | C18-U21000721 | C18-U21001021 | C18-U21001221 | C18-U21001521 |

