

その他のカラムシリーズ

HPLC カラム

Adsorbosphere™ (Dr. Maisch) Allsphere™ (Dr. Maisch) Apex™ (Hichrom) Apollo™ (Hichrom)
Brava™ (Dr. Maisch) Econosphere™ (Dr. Maisch) Everest® (Hichrom) Genesis® (Hichrom)
GraceSmart™ (Dr. Maisch) Grom™Sil (Dr. Maisch) Platinum™ (Dr. Maisch) VisonHT™ (Dr. Maisch)


IC カラム

Allsep アニオン、Alltech 有機酸、Alltech アニオン排除、Alltech 糖質カチオン (Hichrom)

※型番等につきましてはお問い合わせください。

All-Guard カートリッジシステム— Dr. Maisch カラム用

カートリッジは数秒で交換でき、手締めのみで使用できる従来の Alltech/GRACE 製のガードカートリッジシステムです。



All-Guard カートリッジシステム (Dr. Maisch カラム用)

名称	型番
All-Guard カートリッジホルダ	80101
Direct-Connect カラムカプラ、標準タイプポート用チップ	28195
All-Guard カートリッジホルダ、Direct-Connect カラムカプラ、標準タイプポート用チップ	80101DM

All-Guard カートリッジシステム— Hichrom カラム用

カートリッジは手締めの後でさらにレンチ締めにてしっかりと固定します。Hichrom の All-Guard カートリッジは従来の Alltech/GRACE 製のカートリッジホルダでは使用できません。



All-Guard カートリッジシステム (Hichrom カラム用)

名称	型番
All-Guard カートリッジホルダ (標準タイプポート用カラムカプラ付)	80101NHI-081
All-Guard カートリッジホルダ (Waters タイプポート用カラムカプラ付)	80101NHI-881

※ Dr. Maisch と Hichrom のガードカートリッジはサイズが異なる為、それぞれのホルダが必要となります。