

オートサンブラ用バイアルの相互参照表 — メーカー型番別①

アジレント Agilent	パーキンエルマー PerkinElmer	バリアン Varian	ウォーターズ Waters	オルテック (グレース) Alltech (Grace)	名称
12 x 32mm 標準ロスクリュウバイアル、8/425 スクリューキャップ					
5183-4428	N 9302945	392611639	—	95191	12 x 32mm 標準ロスクリュウバイアル、2mL、透明ガラス製
5183-4429	—	392611640	—	95194	12 x 32mm 標準ロスクリュウバイアル、2mL、褐色ガラス製
—	—	—	WAT094174	98061	8/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -60mil
5183-4442	—	392611641	—	980611	8/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -40mil
—	—	—	WAT058876	97018	8/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -60mil
12 x 32mm 広ロスクリュウバイアル、10/425 スクリューキャップ					
5183-4401	—	392611646	WAT063300	98133	12 x 32mm 広ロスクリュウバイアル、透明ガラス製
—	—	—	—	98135	12 x 32mm 広ロスクリュウバイアル、褐色ガラス製
5183-4413	—	—	WAT058875	98143	10/425 PP製穴あき黒キャップ
5182-0720	—	392611650	WAT058874	98144	10/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -60mil
—	—	—	WAT058876	97013	10/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -60mil
9301-1130	—	—	—	98029	10/425 キャップ用 PTFE/ブチルゴムセプタム -5/40mil
12 x 32mm R. A. M.™ バイアル、9mm スクリューキャップ					
5182-0714	—	392611653	—	95386	12 x 32mm R. A. M.™ スクリューバイアル、透明ガラス製
5182-0715	—	—	186000273	88540	12 x 32mm R. A. M.™ スクリューバイアル、透明ガラス製、白目盛メモ域付
5182-0716	—	392611654	186000848	95531	12 x 32mm R. A. M.™ スクリューバイアル、褐色ガラス製、白目盛メモ域付
5182-0717	—	392611661	—	95308	9mm PP製 R. A. M.™ 青キャップ、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
5182-0720	—	392611659	186000274	95360	9mm PP製 R. A. M.™ 青キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -50mil
5183-2076	—	392611660	186000305	95385	9mm PP製 R. A. M.™ 青キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -50mil
12 x 32mm 標準ロクリンブトップバイアル					
—	N 9301385	392611626	—	66002	12 x 32mm 標準ロクリンブトップバイアル、透明ガラス製
—	N 9302680	392611628	—	95221	12 x 32mm 標準ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製
—	—	392611875	—	95232	11mm 透明ポリクリンブシール、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
—	—	392611873	WAT094218	95234	11mm 透明ポリクリンブシール、PTFE/シリコンセプタム付 -40mil
—	—	392611874	—	95325	11mm 透明ポリクリンブシール、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -40mil
12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル					
5181-3375	—	—	WAT094222	98213	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、透明ガラス製
—	—	—	—	98245	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製
5182-0543	—	—	—	98001	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、透明ガラス製、白目盛メモ域付
5181-3376	—	—	—	98003	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製、白目盛メモ域付
—	—	—	WAT094219	95160	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、透明ガラス製
—	—	—	WAT094220	95163	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製
5182-0544	—	—	WAT094219	98030	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、透明ガラス製
—	—	—	—	98095	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製
5182-0545	—	—	WAT094220	98083	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、褐色ガラス製、白目盛メモ域付
5182-3454	—	—	186000984	72009	12 x 32mm 広ロクリンブトップバイアル、1.5mL、透明ガラス製
11mm スナップトップキャップ					
5182-0540	—	—	—	98032	11mm 透明スナップトップキャップ、PTFEセプタム付 -10mil
5182-0541	—	—	186000303	98034	11mm 透明スナップトップキャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -40mil
5182-0550	—	—	—	98038	11mm 透明スナップトップキャップ、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
5183-4511	—	—	186000304	98168	11mm 透明スナップトップキャップ、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -40mil
11mm アルミニウム製シール					
5181-1217	—	—	—	98051	11mm 赤色アルミニウム製シール、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
5181-1215	—	—	—	98053	11mm 青色アルミニウム製シール、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
5181-1216	—	—	—	98057	11mm 緑色アルミニウム製シール、PTFE/ブチルゴムセプタム付 -40mil
5181-1211	—	—	—	94855	11mm 銀色アルミニウム製シール、PTFE/シリコン/PTFE セプタム付 -2/36/2mil
5182-0552	—	—	PSL404219	98740	11mm 銀色アルミニウム製シール、PTFE/シリコンセプタム付 -3/37mil
—	—	—	—	98013	11mm 銀色アルミニウム製シール、PTFEセプタム付 -10mil
8mm クリンブトップバイアル					
5180-0844	—	—	—	94470	6 x 32mm クリンブトップバイアル、透明ガラス製、V底、200µL
5180-0841	—	—	—	94450	6 x 32mm クリンブトップバイアル、透明ガラス製、丸底、300µL
8mm アルミニウム製シール					
5183-4490	—	—	—	94832	8mm 銀色アルミニウム製シール、PTFE/シリコンセプタム付 -40mil
5180-0842	—	—	—	94251	8mm 銀色アルミニウム製シール、PTFE/シリコン/PTFE セプタム付 -67mil

注記：表記の Alltech (Grace) 製同等品は、各メーカーの製品に最も類似した製品となっております。フリーサンプルのご提供が可能なバイアルは各種ございますので、初めてご購入をご検討の際には是非サンプル品にてお試しください。また、表記以外にも各種バイアルやキャップ、セプタム等を多数取り揃えておりますので、弊社ウェブサイト (www.systech-tyo.com/) にてご覧頂か、弊社 (TEL: 042-645-0031) までお問い合わせください。あるいは、Vials・Tubing 用の製品カタログをご請求ください。(FAX: 042-645-0201 Email: info@systech-tyo.com)