

オートサンプリング用バイアルの相互参照表 — メーカー型番別②

アジレント Agilent	パーキンエルマー PerkinElmer	バリアン Varian	ウォーターズ Waters	オールテック (グレース) Alltech (Grace)	名称
微量インサート、12 x 32mm バイアル用					
5183-2089	—	392611593	—	95201	ガラス製微量インサート、標準口用、100 ~ 200µL、V底、パネ不要
5183-2088	—	392611591	—	98031	ガラス製微量インサート、標準口用、100µL、PE製底パネ付
5183-2090	—	—	—	98028	ガラス製微量インサート、標準口用、250µL、平底
5183-2085	—	392611596	—	98322	ガラス製微量インサート、広口用、250µL、V底、パネ不要
5181-1270	—	392611594	WAT094170	98049	ガラス製微量インサート、広口用、250µL、PE製底パネ付
5181-3377	—	—	—	981391	ガラス製微量インサート、広口用、350µL、平底
5182-0549	—	—	—	98108	PP製微量インサート、広口用、250µL、PE製底パネ付
5183-2087	—	—	—	99183	PP製微量インサート、広口用、350µL、平底、6 x 30mm
15 x 45mm スクリューバイアル、13/425 スクリューキャップ、微量インサート					
5183-4448	—	—	186000840	98110	15 x 45mm スクリューバイアル、4mL、透明ガラス製
5183-4450	—	—	186001135	98120	15 x 45mm スクリューバイアル、4mL、褐色ガラス製
5183-4464	—	—	186000841	98610	13/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 -65mil
—	—	—	186000842	97017	13/425 PP製穴あき黒キャップ、PTFE/シリコンセプタム付 (スリット入り) -60mil
—	—	—	WAT015199	98199	ガラス製微量インサート、300µL、V底、PE製パネ付
ヘッドスペースバイアル、20mm アルミニウム製シール					
5183-4474	B0104236	—	—	98788	ヘッドスペースバイアル、20mL、23 x 75.5mm (斜め口、丸底、透明ガラス)
9301-0717	—	—	—	6655	ヘッドスペースバイアル、10mL、22.5 x 46mm (平口、平底、透明ガラス)
5182-0838	—	—	—	98792	ヘッドスペースバイアル、10mL、23 x 46mm (斜め口、平底、透明ガラス)
—	—	392611607	—	98801	20mm アルミニウム製シール、センターホール、PTFE/灰色ブチルゴムセプタム付 -118mil
5183-4478	—	—	—	95581	20mm アルミニウム製シール、プレッシャーリリース、PTFE/シリコンセプタム付 -118mil
5183-4480	—	—	—	95590	20mm アルミニウム製シール、プレッシャーリリース、PTFE/灰色ブチルゴムセプタム付 -118mil
9301-0721	—	—	—	6638	20mm アルミニウム製シール、10mmセンターホール、セプタム無し
9301-0719	—	—	—	95313	PTFE/シリコンセプタム、10/90mil、20mmアルミニウム製シール用
クリンパとデキャッパ、クリントップバイアル用					
—	—	—	—	60041	11mm 調節式ハンドクリンパ
—	—	—	—	60043	13mm 調節式ハンドクリンパ
—	—	—	—	60045	20mm 調節式ハンドクリンパ
—	—	—	—	666008	8mm ハンドクリンパ
—	—	—	—	666011	11mm ハンドクリンパ
—	—	—	—	666013	13mm ハンドクリンパ
—	—	—	—	666020	20mm ハンドクリンパ
—	—	—	—	98709	8mm ハンドデキャッパ
—	—	—	—	98711	11mm ハンドデキャッパ
—	—	—	—	98713	13mm ハンドデキャッパ
—	—	—	—	98719	20mm ハンドデキャッパ
—	—	—	—	6662	8mm プライヤ型デキャッパ
—	—	—	—	6660	11mm プライヤ型デキャッパ
—	—	—	—	6661	13mm プライヤ型デキャッパ
—	—	—	—	6663	20mm プライヤ型デキャッパ

注記：表記の Alltech(Grace) 製同等品は、各メーカーの製品に最も類似した製品となっております。フリーサンプルのご提供が可能なバイアルは各種ございますので、初めてご購入をご検討の際は是非サンプル品にてお試しください。また、表記以外にも各種バイアルやキャップ、セプタム等を多数取り揃えておりますので、弊社ウェブサイト (www.systech-tyo.com/) にてご覧頂くか、弊社 (TEL : 042-645-0031) までお問い合わせください。あるいは、Vials・Tubing 用の製品カタログをご請求ください。(FAX : 042-645-0201 Email : info@systech-tyo.com)

参考：各種バイアルの仕様

<p>12 x 32mm R. A. M.™ オートサンプリング用バイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：スクリュー型</p> <p>専用キャップ： 9mm ラム R. A. M.™ スクリューキャップ</p> <p>広口： 外径 9mm、内径 6mm</p>	<p>12 x 32mm 標準口スクリューバイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：スクリュー型</p> <p>専用キャップ： 8/425mm スクリューキャップ</p> <p>標準口： 外径 8mm、内径 4mm</p>	<p>12 x 32mm 広口スクリューバイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：広口スクリュー型</p> <p>専用キャップ： 10/425mm スクリューキャップ</p> <p>広口： 外径 10mm、内径 6mm</p>	<p>12 x 32mm 標準口クリンパバイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：クリンパトップ</p> <p>推奨キャップ： 11mm アルミニウム製シール その他の対応キャップ： 11mm ポリクリンパシール</p> <p>標準口： 外径 11mm、内径 4mm</p>	<p>12 x 32mm 広口クリンパバイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：クリンパトップ</p> <p>推奨キャップ： 11mm アルミニウム製シール その他の対応キャップ： 11mm ポリクリンパシール</p> <p>その他の対応キャップ： 11mm スナップトップキャップ 11mm アルミニウム製シール</p> <p>広口： 外径 11mm、内径 6mm</p>	<p>12 x 32mm 広口クリンパバイアルの仕様</p> <p>— ネットスタイル：スナップリング</p> <p>推奨キャップ： 11mm スナップトップキャップ その他の対応キャップ： 11mm アルミニウム製シール 11mm ポリクリンパキャップ</p> <p>広口： 外径 11mm、内径 6mm</p>
---	---	---	---	---	---